

Rodzaj: Lek OTC

Producent: HERBAPOL-LUBLIN S.A.

Adres producenta: Diamentowa 25, 20-471 Lublin

Ilość: 30 saszetek

ŚWIETLIK FIX zioła przeznaczony jest do sporządzania ziołowego kompresu lub naparu do przemywania spojówek i brzegów powiek, który sprzyja ukojeniu oraz złagodzeniu podrażnień i stanów zapalnych.

### **Wskazania:**

Należy wykorzystywać produkt w przypadku podrażnienia spojówek i brzegów powiek o łagodnym charakterze.

### **Dawkowanie:**

Stosować miejscowo. Po zalaniu 1 saszetki produktu 1 szklanką ciepłej wody, powoli gotować pod przykryciem około 5 minut. Potem ostudzić. Stosować w formie kompresu (po zwilżeniu jałowego gazika naparem) albo do przemywania brzegów powiek. Czynność powtarzać x 2-3/24h, a potem przygotować świeży odwar.

### **Sposób przechowywania:**

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30C. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani do domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

### **Skład:**

Ziele świetlika.

Przed uyciem zapoznaj si z treci ulotki doczonej do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczce dziaa niepodanych i dawkowanie oraz informacje dotyczce stosowania produktu leczniczego , bd skonsultuj si z lekarzem lub farmaceut , gdy kady lek niewaciwie stosowany zagraa Twojemu yciu lub zdrowiu.